ALP-AN-CN-06

胶束介绍资料

Date: 2020.01.17



胶束介绍资料


作者: Alpharmaca 编辑: Jason Wu

什么是胶束?

胶束是指表面活性剂溶于水中, 当其浓度较低时呈单 分子分散或被吸附在溶液的表面上而降低表面张力。当表 面活性剂的浓度增加至溶液表面已经饱和而不能再吸附 时,表面活性剂的分子即开始转入溶液内部,由于表面活 性剂分子的疏水部分与水的亲和力较小, 而亲水部分之间 的吸引力较大, 当达到一定浓度时, 许多表面活性剂分子 (一般50~150个)的疏水部分便相互吸引,缔合在一 起,形成缔合体,这种缔合体称为胶团或胶束,胶团有各 种形状,如球形,层状,棒状。

胶束: 表面活性剂分子的亲脂尾端聚于胶束内部, 避 免与极性的水分子接触;分子的极性亲水头端则露于外 部,与极性的水分子发生作用,并对胶束内部的憎水基团 产生保护作用。形成胶束的化合物一般为两亲分子,因此 一般胶束除可溶于水等极性溶剂以外, 还能以反胶束的形 式溶于非极性溶剂中。

胶束的形态有微球、囊泡状、棒状、层状、六角束 状、洋葱状、蠕虫状等。根据胶束亲水-疏水嵌段长度的 不同, 可将胶束分成两种, 若亲水断长度大于比疏水端, 形成星行胶束, 亲脂嵌段大于亲水嵌段则形成平台头胶 束。如表1所示。



胶束的形成机理

嵌段共聚物胶束的形成取决于疏水端的吸引力和亲水 端的排斥力。依据热力学定律, 核壳界面的表面自由能较 少时胶束更稳定, 此时胶束收缩, 界面积缩小, 亲水端的 空间排斥力增大:界面张力和空间排斥力相互制约, 使 胶束不能无限的聚集或舒张而形成具有稳定粒径的胶束体 系。

影响胶束稳定的主要因素:

共聚物嵌段的结构和比例-当嵌段共聚物的疏水嵌段较 长,比例较大时,有利于增溶量;

共聚物的疏水嵌段的与药物的相容性;

溶剂-溶剂极性不同,对各嵌段的作用不同,其规律为亲 水嵌段与溶剂的极性越近, 而疏水嵌段与溶剂的极性相差 越远, 胶束的聚集越大, 越有利于增溶;

添加剂-依据亲水嵌段是否可离子化及离子化的程度,添 加剂引入的离子会改变亲水链段斥力,使胶束的形态发生 变化:

温度-通常在极性溶剂如水中,升温促使胶束形成,而在 非极性溶剂中形成的反向胶束, 升温不利胶束形成。

胶束的应用


胶束在抗肿瘤药物胶束、抗真菌药物胶束、抗炎药物 胶束、透过血脑屏障、基因传递、放射、照影药物包封等 药学领域具有很深的应用价值。

胶束的制作和粒度检测难点

胶束的形态各异, 亲水-疏水的嵌段长度各异, 搭载 药物后胶束的稳定性以及相容性难以把控,包括上述的影 响因素的把控程度均为胶束类应用研究的难点。因此,对 于胶束制备工艺中的粒度检测有着很高的要求。不同应用 的胶束对粒度大小的要求不同, 工艺研发过程中如何判断 反应是否顺利完成, 目标产物中是否有产生其他粒径的副 产物、均是胶束类样品粒度检测难点。

对某一胶束进行粒度检测,其Gaussian分布及Nicomp 分布测试结果如图1所示。

GAUSSIAN



NICOMP

对于大部分粒度仪而言, 进行粒度检测时仅给出高斯 (Gaussian) 单峰正态分布; 而胶束类样品本身易团聚, 易出现部分大粒子团聚物。PSS Nicomp 380系列产品可同 时给出Gaussian分布及Nicomp分布测试结果。由表1可 知,左侧Gaussian测试结果显示此胶束样品平均粒径约 300nm左右;而切换至Nicomp 多峰分布图(右图),显示 具有三个峰; 真实呈现出复杂多组分样品的真实情况。

